



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny BLANCO BMT-500/1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej ,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 12V 10Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 VA,
- Tapicerka atestem medycznym w kolorze czarnym, posiada normlane ślady użytkowania (**możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą**),
- **BLANCO Model BMT-500** to wygodny, prosty w obsłudze i stabilny stół operacyjny przeznaczony dla wielu dziedzin chirurgii,
- **Regulowany za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
 - Wysokość w zakresie: 78 - 111 cm,
 - Kąt przechyłu poziomego:
 - Trendelenburga: 25°,
 - Anty-Trendelenburga: 15°,
 - Przechył boczny: 20°,
 - Segment pleców: 0 - 50 °,
 - Przesuw poziomy w zakresie: 0 - 40 cm,
- **Manualna regulacja kąta nachylenia:**
 - Zagłówek: od - 70° do + 50°,
 - Sekcja nóg: od -90° do + 40°,
- **Specyfikacja:**
 - Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Przezierność X-Ray,
 - Przystosowany do ramienia C,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Sygnalizacja naładowania akumulatorów,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
 - Ładowarka,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Leża: 195 x 48 cm,
 - Ogólne: 195 x 54 x 78/111 cm,
- Waga: 310 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

