



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator laboratoryjny TERMAKS B9051 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji norweskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 480 W,
- **Inkubator TERMAKS B9051** wykonany jest przy użyciu nowoczesnych technologii. Wewnętrzna obudowa i półki wykonane są ze stali nierdzewnej, jednostka posiada wewnętrzne szklane drzwi. Zewnętrzna część jest wykonana z elektrolitycznie ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej szarą farbą epoksydowo-poliestrową (RAL 7035). Do wyboru dwa systemy timera: domyślny standardowy timer, który można ustawić na maksymalnie 99 godzin i 59 minut lub program czasu rzeczywistego, który umożliwia pracę komory w dwóch różnych temperaturach dziennie lub tygodniowo. Inkubator posiada automatyczny termostat bezpieczeństwa, który zwiększa bezpieczeństwo i jest prosty w obsłudze,
- **Specyfikacja:**
 - Wyświetlacz LCD,
 - Przyciski dotykowe,
 - Stały cykl sterylizacji komory 180°C (40 minut),
 - Oprogramowanie przełącza się między dwiema temperaturami w określonym czasie, codziennie lub co tydzień,
 - Zakres reg. temperatury od temp. otoczenia do 99,9°C,
 - Wahania temperatury: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$,
 - Typ konwekcyjny: konwekcja wymuszona,
 - Funkcja alarmu,
 - Klawiatura z kodem PIN,
 - Gniazdo USB,
 - Pojemność: 51 L,
- Menu w języku angielskim,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 2 półki siatkowe,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Wew.: 44 x 34,5 x 35 cm,
 - Zew.: 58 x 57,5 x 55 cm,
- Waga: 38 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

