



## Cieplarka laboratoryjna MEMMERT TV18U (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- **Memmert TV18U** to pojemna i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna, przystosowana do pracy ciągłej,
- **Wyposażona w:**
  - Kontrolki informujące o uruchomieniu urządzenia oraz pracy grzałki,
  - Pokrętko do regulacji temperatury w zakresie: 30° - 220° C,
  - Wbudowany termometr o zakresie 0° - 250° C,
  - Dwie perforowane tacki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
  - Regulowany wlot świeżego powietrza,
  - Alarm zbyt wysokiej temperatury,
- Pojemność komory: 8 litrów,
- Wymiary:
  - Komora: 18 x 28 x 16 cm,
  - Tacka: 16,8 x 27,5 cm,
  - Ogólne: 36,5 x 39,5 x 44,5 cm,
- Waga: 12,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

