



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Steryliizator na suche powietrze MELAG Typ 71 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 W,
- Płynna regulacja temperatury w zakresie: od 60° do 200° C,
- Temperatura sterylizacji: 180 °C,
- Wyłącznik czasowy ustawiany w zakresie od 0 do 120 minut,
- Wbudowany termometr,
- **W zestawie:**
 - Tacka do sterylizacji + uchwyty,
- Wymiary:
 - Komory: 36 x 14,5 x 8 cm,
 - Tacki: 34,5 x 13 x 4,5 cm,
 - Ogólne: 46 x 28 x 18 cm,
- Waga: 6 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

