



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa artroskopowa STRYKER (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 70W,
- **Pompa artroskopowa STRYKER** dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy, a tym samym zapewnia pełną funkcjonalność,
- Maksymalne ciśnienie pompowania: 500 mmHG,
- Zakres przepływu: 0 - 1000 ml / min,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 36 x 15 x 34 cm,
- Waga: 9,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

