



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna (strzykawkowa) ALARIS CC (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.K.
- Zasilanie: 230 V lub poprzez jeden wbudowany akumulator 7,2 V / 2,7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Alaris CC** jest jednokanałową pompą strzykawkową służącą do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Obsługiwane strzykawki (5 - 50/60 mL):** FRES. INJECTOMAT, MONOJECTR, NIPRO, PENTAFERT, RAPIJECT, TERUMO, IVAC, ASTRAZENECA, BD PERFUSOR, BD PRECISE, BD PLASTIPAK, BRAUN OMNIFIX, BRAUN PERFUSOR, CODAN PERFUSION, CODAN,
- Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawkę,
- Pomiar ciśnienia infuzji w linii,
- Posiada duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej 6,4",
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, NO, DA, SV, ES, IT, PT, RU, RO, HU, CS, FI,**
- **Specyfikacja:**
  - Szybkość podaży: 0,1 - 1200 mL/h,
  - Objętość wlewu: 0 - 9990 mL,
  - Szybkość podaży bolusa: 10 - 1200 mL/h,
  - Objętość bolusa: 0,5 - 25 mL,
  - Prędkość wypełniania: 100 - 500 mL/h,
  - Objętość wypełniania: 0,5 - 5 mL,
- **Wbudowany system alarmowy akustyczny i wizualny informujący o:**
  - Stanie naładowania baterii,
  - Strzykawce,
  - Ciśnieniu,
  - Zbliżania się do końca oraz końcu infuzji,
- Możliwość montażu na statywie,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34 x 15 x 12 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

