



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cyfrowy inkubator BOEKEL SCIENTIFIC 133000-2 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Moc: 90 W,
- Cyfrowy inkubator z konwekcją grawitacyjną **Boekel Scientific 133000-2** jest idealny do inkubacji kultur, zestawów testowych, wielu innych badań i procedur medycznych, które wymagają ogrzewania w ekonomicznej cenie. Zawiera dwie półki i mieści do czterech pól. Cyfrowy odczyt temperatury z pokrętkiem sterującym. Doskonały do blatów laboratoryjnych z ograniczoną przestrzenią.
- Wyświetlacz temperatury LCD,
- Sterowanie analogowe,
- Lampka kontrolna ogrzewania wskazuje, kiedy grzejnik jest włączony,
- Zatrząsk magnetyczny,
- Zawiera 2 półki - może pomieścić 4,
- **Aplikacje:**
 - Korzystanie z apteki,
 - Ciepłe okłady do upuszczania krwi,
 - Badanie wody pitnej,
 - Badanie jakości wody,
 - Testy inkubacyjne,
 - Kultury gardła,
 - Inkubacja E. coli,
 - Inkubacja bulionu,
 - Inkubacja petrifilmu,
 - Ogrzewanie szkiełek histologicznych,
 - Badanie próbek żywności,
 - Inkubacja szalek Petriego,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 22,6 l,
 - Rodzaj: inkubator stacjonarny,
 - Stabilność temperatury $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ przy 37°C ,
 - Jednorodność temperatury $\pm 1^{\circ}\text{C}$ przy 37°C ,
 - Zakres temperatur: od temp. otoczenia $+5^{\circ}\text{C}$ do 60°C ,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 2 półki siatkowe,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 29 x 30 x 27 cm,
- Waga: 11 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

