



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) MEDIMA S-PCA (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez jeden nowy wbudowany akumulator: Ni-MH 9,6V/2,0 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 VA,
- **Medima S-PCA** jest strzykawkową pompą infuzyjną przeznaczoną do walki z bólem pooperacyjnym lub przewlekłym,
- **Wyposażona w:**
 - Podświetlany, czytelny wyświetlacz graficzny - **widoczny pasek na wyświetlaczu, nie mający wpływu na pracę urządzenia,**
 - Menu w języku: polskim,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Uchwyt do montażu na statywie,
 - Zamykaną na zamek osłonę strzykawki,
- **Funkcje dodatkowe:**
 - Automatyczne rozpoznawanie i chwytanie strzykawki,
 - Szeroki wybór jednostek,
 - Alarm z regulacją głośności i rodzaju sygnału dźwiękowego,
 - Tryb nocny - zmniejszona jasność wyświetlacza, programowana głośność dźwięku, programowana godzina początku i końca,
 - Proste podłączanie i odłączanie od stacji dokującej (bez przerywania infuzji),
 - Możliwość przyłączenia do szpitalnego systemu poprzez system MedimaNet (brak w zestawie),
 - Zaawansowany system testów pompy,
- **Tryby pracy:**
 - Ciągła,
 - Infuzja z przerwą,
 - Profil - 24 cykle,
 - PCA,
- **Specyfikacja:**
 - Szybkość infuzji: 0,1 - 2000 mL / h,
 - Objętość infuzji: 0,1 - 10000 mL,
 - Czas infuzji: 1 s - 99 h,
 - Dawka bolusa: 0,1 - 50 mL / h,
 - Wlew bolusa: 2-2000 mL / h,
 - KVO: 0 - 5 mL / h,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 5 ml - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 10 ml - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 20 ml - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PLASTIPAK, CODAN, ERG KŁOBUCK, KD-JECT III, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, TERUMO,
 - 30 ml - B. BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, CODAN, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, TERUMO,
 - 50 ml - B. BRAUN OMNIFIX, B. BRAUN PERFUSOR, BD PERFUSION, BD PLASTIPAK, CODAN, DIPRIVAN, ERG KŁOBUCK, FRES INJECTOMAT, JANPOL, JIANGSU, KD-JECT III, MARGOMED, MONOJECT, NIPRO EUROPE, ONCE, POLFA LUBLIN, SHANCHUAN, TERUMO,
- **W zestawie:**
 - Przycisk pacjenta,
 - Kluczyk do pompy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 23 x 35,5 x 12 cm,
- Waga zestawu: 2,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

