



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stacja dokująca do pomp MEDIMA DUO HOLDER TP2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **DUO HOLDER TP2** to unikalne rozwiązanie, umożliwiające łączenie pomp jednostrzykawkowych w zestawy dwustrzykawkowe, zasilane jednym przewodem sieciowym i mocowane do statywów za pomocą pojedynczego uchwytu,
- **Zalety:**
 - Możliwość szybkiego odłączenia jednej z pomp, np. w przypadku konieczności użycia jej przy innym pacjencie,
 - Możliwość tworzenia różnych zestawów pomp, w tym również mieszanych z pompami perystaltycznymi,
 - Poprawa bezpieczeństwa infuzji; pomylenie torów jest znacznie mniej prawdopodobne niż w przypadku standardowych pomp dwustrzykawkowych; każdy moduł infuzyjny to osobna pompa, a więc osobny wyświetlacz i klawiatura,
 - Proste i wygodne wkładanie strzykawek od czoła pompy,
 - Prosta i lekka konstrukcja umożliwia szybkie mocowanie do statywu,
- **Pomp widoczne na zdjęciach nie wchodzi w skład oferty,**
- Wymiary ogólne: 6,5 x 21,5 x 21,5 cm,
- Waga: 0,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

