



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła STRYKER 250 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **STRYKER 250** to źródło światła przeznaczone do oświetlania miejsc trudno dostępnych podczas zabiegów, operacji czy procedur diagnostycznych,
- Źródło światła: 2 x żarówka 24V / 250 W,
- Posiada dwa niezależne tory świetlne umożliwiające szybką zmianę żarówki podczas zabiegu bez konieczności jego przerwania,
- Przełącznik dźwigniowy między żarówkami dla ich szybkiej zmiany,
- Włącznik światła na froncie urządzenia,
- Kontrolki informujące o działaniu wybranej żarówki,
- Cichy i wydajny system chłodzenia,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 28 x 14 cm,
- Waga: 8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

