



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat KTG GE 259A (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Seria **GE Corometrics 250 (GE 259A)** to w pełni funkcjonalny system monitorowania matki/płodu. Zapewnia kompleksowe monitorowanie okołoporodowe potrzebne podczas porodu. Parametry obejmują możliwość monitorowania bliźniąt, EKG płodu, TOCO/IUP, NIBP matki, SpO2 matki i EKG matki.
- **Wszystko co najlepsze dla dziecka:**
 - Możliwość monitorowania płodu obejmują EKG płodu, służący do wyświetlania i drukowania ciągłych, bezpośrednich pomiarów częstości akcji serca płodu (FHR) wraz z krzywą,
 - W sytuacji przekroczenia górnego lub dolnego progu HR alarmy dostarczają zarówno dźwiękowego, jak i wizualnego ostrzeżenia, w przypadku, gdy FHR znajduje się poza zdefiniowanym przez użytkownika zakresem,
 - Opcjonalna i unikalna funkcja - Spectra Alerts™ - analizuje równocześnie informacje widmowe przebiegów FHR i czynności macicy (UA) i alarmuje lekarzy o odchyleniach od normy,
- **Matka pod stałą kontrolą:**
 - Seria Corometrics 250 dostarcza do wyboru zintegrowaną pulsoksymetrię matki (MSpO2) firm: GE Ohmeda, Masimo lub Nellcor, ułatwiając lekarzowi monitorowanie, dokumentację i oglądanie krzywej.
 - Wybieralny spośród 3-odprowadzeń sygnał EKG matki, z detekcją i eliminacją impulsów kardiostymulatora, generuje częstość akcji serca matki, wyświetla krzywą QRS i sześciosekundowy odcinek wydruku na żądanie.
 - Opatentowana technika nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) - DINAMAP SuperSTAT,
- Wyjątkowa funkcja wprowadzona przez firmę GE - Smart BP opóźnia pomiar ciśnienia krwi podczas skurczów porodowych, aby nie rozpraszać pacjentki i uzyskać bardziej znaczące dane diagnostyczne,
- Dziewięć-elementowe, wodoszczelne, krystaliczne przetworniki ultradźwiękowej tokograficzne Nautilus obejmują szerszy region ogniskowania o bardziej jednorodnym pokryciu na większych głębokościach, niż konwencjonalne przetworniki o siedmiu kryształach. Konstrukcja o dziewięciu kryształach pozwala na minimalne repozycjonowanie przetwornika, nawet w przypadku wymagających pacjentek o różnej tuszy i wieku ciążowym,
- Podczas monitorowania bliźniąt, niezależne regulatory natężenia ultradźwięków, umożliwiają takie przyłożenie przetwornika, aby umożliwić słyszalność obydwu częstości akcji serca w tym samym czasie,
- Funkcja ChartLight o nowych, podświetlanych klawiszach z możliwością przyciemniania wyświetlacza,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, ES, DE, FR, JP, IT, SW, NL,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód elektrody spiralnej płodu do korometrii (2,4 m),
 - Głowica GE Nautilus Toco
 - Głowica GE Nautilus US,
 - Przewód NBIP + mankiety,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Przewód magistralny EKG,
 - SPO2 - fabrycznie nowy czujnik silikonowy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 45 x 42,5 x 17 cm,
- Waga: 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

