



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG TEKNOVA TH-5500 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 VA,
- **TEKNOVA TH-5500** to wysokiej klasy w pełni cyfrowy system obrazowania ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem. Wyposażony w zaawansowany, precyzyjny DBF (cyfrowy formator wiązki), DRF (dynamiczne ogniskowanie odbiorcze), RDA (dynamiczna apertura w czasie rzeczywistym) i dynamiczną aporyzację, system zapewnia autentyczne obrazy z bogatymi szczegółami. Dzięki wydajnej standardowej platformie PC i ergonomicznemu panelowi sterowania system może z łatwością sprostać rosnącym wymaganiom diagnostyki klinicznej. Dzięki obsłudze różnych typów sond, w tym typów liniowych i wypukłych, TH-5500 może być używany w wielu zastosowaniach w diagnostyce ultrasonograficznej, takich jak badania jamy brzusznej, ginekologia, położnictwo, pediatria, badania naczyniowe, kardiologia i urologia. Oprócz doskonałej jakości obrazu, TH-5500 zapewnia użytkownikom różne funkcje pomiarowe. Oprócz długości, powierzchni, obwodu i objętości zapewnia również specjalne pomiary w położnictwie, ginekologii, kardiologii i urologii. System wyposażony jest w funkcję Cine Loop, raportowania pacjenta oraz zarządzania obrazami. Obsługuje również DICOM 3.0,
- **Specyfikacja:**
  - 17-calowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przepłotu, przeznaczony specjalnie do obrazowania medycznego,
  - Ciągłe precyzyjne DBF,
  - Platforma PC,
  - Trzy aktywne porty sond,
  - Cine Loop min. 512 klatek,
  - THI (obrazowanie harmoniczne tkanek),
  - Triplex,
  - SRI (obrazowanie z redukcją plamek),
  - Przywracanie systemu operacyjnego jednym kliknięciem,
  - Dysk twardy 320 GB do stałego przechowywania,
  - DVD-R/W,
  - Dwa porty USB,
  - DICOM 3.0,
  - Zoom panoramiczny,
  - Pakiety oprogramowania do pomiarów i obliczeń,
  - SVVR (nagrywanie wideo o dużej głośności do 1 godziny),
- **Obrazowania:**
  - B,
  - B/B,
  - B+M,
  - M,
  - CFM,
  - PW,
  - CDE,
  - CCD,
  - HPRF,
- Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, JP, ES, CN
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- Podstawa mobilna na 4 kółkach z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Głowica Convex C3501 3,5 MHz,
  - Głowica Liniowa L7501 7,5 MHz,
  - Głowica Micro Convex 3501 3,5 Mhz,
  - Drukarka Mitsubishi P93,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 56 x 86 x 140 cm,
- Waga: 72 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

