



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna HEMA 4K (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **HEMA 4K** to sprzęt nieodzowny w laboratoriach badawczych, przemysłowych, placówkach naukowych oraz edukacyjnych. Sprawdzi się podczas eksperymentów z dziedziny biochemii, biologii, analizy struktury płynów,
- Jest w stanie wygenerować do 4000 obr./min, co pozwala na szybką i wydajną pracę,
- **Cechy i funkcje:**
 - Wydajność,
 - Na 6/16 fiolek,
 - Wysokie obroty,
 - Ochrona przed skażeniem,
 - Kompaktowa konstrukcja,
 - Trwałość,
 - Intuicyjna obsługa,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność probówek: 0,2 - 1,5 ml,
 - Maks. liczba probówek: 6 / 16,
 - Materiał obudowy: Plastik,
 - Silnik indukcyjny, bezszczotkowy,
- **W zestawie:**
 - Rotor kątowy z 6 gniazdami na probówki o średnicy 11 mm i głębokości 40 mm oraz pojemności 1,5/ 2,0 ml,
- Wymiary: 19 x 16,5 x 12 cm
- Waga: 1,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

