



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny - zabiegowy MIDMARK RITTER 230-001 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.SA.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **RITTER 230-001** to fotel zabiegowy zaprojektowany, tak aby pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie,
- Tapicerka bezzwowa z atestem medycznym w kolorze granatowym, **zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów,**
- Fotel dzięki swojej niskiej wysokości i możliwości ustawienia w wielu pozycjach, pomaga w łatwiejszym pozycjonowaniu pacjentów za naciśnięciem jednego przycisku, zmniejszeniu prawdopodobieństwa zmęczenia, nadwyrężenia pleców i szyi,
- **Płynna elektryczna regulacja za pomocą załącznika nożnego:**
  - Kąta nachylenia podnóżka od 0° do 90°,
  - Kąta nachylenia siedziska od 0° do 30°,
  - Kąta nachylenia oparcia w zakresie od 0° do 85°,
  - Wysokości fotela (siedziska) w zakresie: 62 - 105 cm,
  - Pozycji Trendelenburga: niezależnie od tego, czy chodzi o lepsze ustawienie pacjenta, leczenie wstrząsu lub omdlenia, czy też przyspieszenie początku znieczulenia, pozycja Trendelenburga zapewnia pełny kąt nachylenia 30°,
- **Posiada:**
  - Manualnie regulowany zagłówek,
  - Wysuwane, składane i regulowane na boki strzemiona,
  - Wysuwaną misę zabiegową,
  - Schowek na papierowe ręczniki o szerokości: 45 cm,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Fabrycznie nowy załącznik nożny,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Zagłówek: 35,5 x 21 x 10 cm,
  - Oparcie: 68 x 58 x 10 cm,
  - Siedzisko: 68 x 52 x 10 cm,
  - Podnóżek: 42 x 37 x 10 cm,
  - Podstawa: 52 x 100 cm,
  - Max. rozstaw strzemion: 114 cm,
  - Ogólna długość fotela w poz. leżącej: 185 cm,
  - Ogólne: 116 x 74 cm x 145 cm,
- Maksymalny udźwig: 204 kg,
- Waga: 195 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

