



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor GE B30 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A, (2010 r.),
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez 2 wbudowane akumulatory Li-ion 11.1 V 4,9 Ah (**możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- **Monitor pacjenta B30** jest przeznaczony do wieloparametrowego monitorowania pacjenta. Jest wskazany do ciągłego monitorowania parametrów hemodynamicznych (w tym analizy arytmii i odcinka ST) oraz stanu oddechowego i tworzenia alarmów granicznych,
- Przeznaczony jest dla wszystkich pacjentów szpitali i wszystkich oddziałów szpitalnych, w tym transportu wewnątrzszpitalnego, ale z wyłączeniem trudnych warunków fizycznych, takich jak rezonans magnetyczny,
- **Charakterystyka urządzenia:**
 - Kolorowy wyświetlacz o przekątnej: 10,4",
 - Rozdzielczość SVGA (800 x 600),
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, IT, SP, DE, NL, SV, DA, HU, NOV, PT, CS, JP,**
 - Klawiatura na panelu sterownia w języku angielskim,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Wygodny uchwyt transportowy,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
- **Wbudowane:**
 - Gniazdo sieci LAN,
 - Złącze synchronizacji defibrylatora i IABP (oznaczone X5),
 - Drukarka,
- **Wyposażony w następujące moduły i okablowanie:**
 - **Moduł gazowy CO₂ typu N-FCREC-00 z pułapką wodną Mini D-fend,**
 - EKG - Przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Fabrycznie nowy czujnik firmy BIOGENESIS,
 - NIBP - Fabrycznie nowy mankieta z podwójnym przewodem powietrznym,
 - TEMP - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dopłatą**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34 x 19 x 28 cm,
- Waga zestawu: 5,2 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

