



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta GE DINAMAP PRO 300 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez jeden nowy akumulator 12V / 2,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Dinamap PRO 300** - zapewnia nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, tętna, temperatury i poziomu nasycenia tlenem,
- Ma łatwe w użyciu funkcje i intuicyjną strukturę menu,
- Jest niezwykle wszechstronny i może być używany w wielu różnych sytuacjach, w tym w placówkach opieki doraźnej, takich jak ambulatoria, izby przyjęć, poród, oddziały medyczne/chirurgiczne,
- Monitor jest wyposażony interfejs użytkownika firmy GE - ułatwiający dostęp do parametrów pacjenta za naciśnięciem jednego przycisku,
- Może być stosowany u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków,
- **Wyposażony w:**
 - Duży czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz mniejsze cyfrowe,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, IT, FR, EN, ES, DE, RU, PT, HU, JA, ZH,
 - Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 60 mm,
 - Uchwyt do przenoszenia,
 - Pokrętko trymowania ułatwiające użytkowanie,
- **Cechy produktu:**
 - Technologia DINAMAP NIBP - dostępna w monitorach GE Solar i Dash,
 - Jakość i niezawodność ix Sigma - wbudowana jakość oznacza dokładne odczyty,
 - Technologia Gold Standard Dinamap do pomiaru ciśnienia krwi,
 - Elastyczne opcje montażu - przenośny i na kółkach,
 - Pamięć przechowuje do 100 oznaczeń w ciągu 24 godzin,
 - Ochrona przed wnikaniem wody,
 - Wewnętrzny wzorzec referencyjny dla ciśnienia krwi z wykorzystaniem techniki oscylacyjnej,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres ciśnienia w mankiecie:
 - 0 - 290 mmHg (dorosły),
 - 0 - 140 mmHg (noworodek),
 - Zakres częstości tętna: 30 - 200 uderzeń na minutę,
 - Zakres pomiaru SpO2: 1 - 100%,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - Fabrycznie nowy czujnik klipsowy SpO2 firmy BIOGENESIS,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 49 x 49 x 122 cm,
 - Monitora: 18 x 26 x 27 cm,
- Waga zestawu: 14,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

