



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak transportowy OXYLITRE PSP001 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji UK, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V oraz 12 V,
- Zasilanie awaryjne poprzez nowy wbudowany akumulator: NiMH 12 V 4,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **OxyLitre PSP001** to przenośny wysokiej jakości ssak, zapewniający elastyczne rozwiązanie dla służby zdrowia i służb ratowniczych,
- Solidna konstrukcja obejmuje ognioodporną obudowę ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia,
- Przeznaczony do zasysania i zbierania płynów ustrojowych, nie do ciągłego drenażu,
- Wyświetlacz LED widoczny z odległości większej niż 1 metr i fosforyzujący przycisk, który umożliwia korzystanie z kluczowych funkcji w ciemności,
- **Specyfikacja:**
 - Wysoki przepływ podciśnienia,
 - Solidna, odporna na uderzenia obudowa formowana,
 - Zamknięty dysk filtra bakteryjnego/hydrofobowego,
 - Świeący panel dotykowy,
 - Natychmiastowy przycisk obejścia maksymalnego podciśnienia,
 - Wskaźnik poziomu baterii/ladowania,
 - Próżnia robocza: 80 do 500 mmHg.
 - Natężenie przepływu > 25 l/min,
 - Czas pracy > 1 godz. 20 min,
 - Szczytowa moc wyjściowa dźwięku przy **MAKSYMALNEJ** próżni od 1 m: 65 decybeli,
 - Przeznaczony do pracy od noworodków do geriatry,
- **W zestawie:**
 - Autoklawowalny słoik o pojemności 1 L firmy Seeres,
 - Wkład jednorazowy o pojemności 1 L,
 - Wąż ssący,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 17 x 30 x 31 cm,
- Waga: 4,9 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

