



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG GE LOGIQ P5 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji amerykańskiej, (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- GE Logiq P5 to wydajny aparat ultrasonograficzny z usługami współdzielonymi. Obsługuje różne zastosowania, w tym OB/GYN i kardiologiczne, zawiera wiele funkcji, których zwykle nie można znaleźć w systemie średniej klasy. Może wykonywać skany położnicze 4D (opcja), wspomagać procedury chirurgiczne i wykonywać różnorodne skany serca. Funkcje premium GE Logiq P5 obejmują SRI (obrazowanie z redukcją plamek), CE (wzbudzenie kodowane), ASO (automatyczna optymalizacja widma), technologię Crossbeam i wiele innych. GE Logiq P5 został zaprojektowany z prostym, ergonomicznym układem, który umożliwia szybki przepływ pracy i wydajność. Posiada 15-calowy monitor TFT w pełni ruchomym ramieniem, co zapewnia sonografom i pacjentom lepsze kąty widzenia,
- **Specyfikacja:**
  - 15-calowy monitor LCD na ramieniu przegubowym,
  - Pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami zdefiniowanymi przez użytkownika,
  - Automatyczna optymalizacja (AO),
  - Obrazowanie z redukcją plamek (SRI),
  - Obrazowanie 3D/4D (wymagana odpowiednia głowica),
  - Architektura TrueScan,
  - Przetwarzanie surowych danych True Access,
  - SmartScan,
  - ComfortScan,
  - Zintegrowany dysk twardy i DVD-R/W,
  - Wbudowana pamięć urządzeń peryferyjnych,
- **Tryby obrazowania:**
  - B-Mode,
  - Harmonic Imaging,
  - M-Mode,
  - Color Flow Mode (CFM),
  - Power Doppler Imaging (PDI) ,
  - PW Doppler,
- **Aplikacje:**
  - Położnik/Ginekolog,
  - Naczyniowy,
  - Brzuszny,
  - CEC,
  - Urologia,
  - Kardiologia,
  - Pediatriczny,
  - Noworodkowy,
  - Przechyłkowy,
- Możliwość wyboru menu w języku: UK, DE, IT, FR, ES, RU, DK, NL, CN, JP,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Mobilny na 4 kółkach z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Głowica konweksowa 4C,
  - Głowica liniowa 12L,
  - Videoprinter SONY UP-D897,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólny: 52 x 62 x 136 cm,
- Waga: 80 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

