



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko porodowe HILL-ROM AFFINITY FOUR P3700 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 7,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Hill-Rom Affinity 4** to łóżko przeznaczone do użytku dla kobiet rodzących,
- **Elektryczna regulacja łóżka za pomocą paneli sterowania pielęgniarki i pacjenta:**
  - Wysokości leża z materacem w zakresie: 60 - 98 cm,
  - Regulacja oparcia w zakresie 0 - 63°,
  - Regulacja wysokości segmentu stóp,
- **Manualna regulacja:**
  - Odwodzone na boki, regulowane oraz zdejmowane podnóżki,
  - Zdejmowana sekcja stopy - w efekcie otrzymujemy fotel ginekologiczny,
  - Pozycji Trendelenburga: 8°,
- **Wyposażone w:**
  - Zdejmowany zagłówek z wbudowanymi uchwytami, które pomagają w sterowaniu i zwiększają mobilność łóżka,
  - Składane poręcze boczne wezglowia z elementami sterującymi,
  - Dźwignię CPR - dźwignia szybkiego zwalniania segmentu stosowana jest w szczególności w sytuacjach awaryjnych (np. reanimacja), umożliwia szybkie wypozycowanie,
    - Składane uchwyty porodowe, pokryte nieporowatą, odporną na płyny pianką,
    - Regulowane podkolanniki oraz wsporniki stóp OneStep,
    - Wbudowana lampka nocna - fotoczujnik pozwala na automatyczne oświetlenie, oświetlając centralny punkt podłogi i obszar wyjścia stóp,
    - Dwa gniazda kroplówki,
    - Odbojniki,
- Łóżko mobilne na kółkach o  $\varnothing$  15 cm, z hamulcem centralnym,
- **Brak misy na nieczystości,**
- **W zestawie:**
  - Materac przeciwoleżynowy model V-CUT,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ogólne: 229 x 106 x 88,5/127 cm,
  - Pozycja łóżka porodowego (obszar leżenia): dł. 198 cm, szer. 88 cm,
  - Pozycja fotela ginekologicznego (obszar leżenia): dł. 130 cm, szer. 88 cm,
- Maksymalna waga pacjentki: 213 kg,
- Maksymalny udźwig: 227 kg,
- Waga: 213 kg,
- Kat 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

