



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka przyłóżkowa (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Szafka przyłóżkowa** to idealne rozwiązanie do pomieszczeń o ograniczonej powierzchni,
- **Cechy produktu:**
 - Malowany korpus szafki gwarantuje wysoką odporność na zużycie, korozję i łuszczenie,
 - Błat roboczy i deski do jedzenia wykonane są z laminatu wysokociśnieniowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termicznej.
 - Deska do jedzenia wyposażona w podniesione krawędzie, które zapobiegają upadkowi przedmiotu,
 - Gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie,
- **Wyposażona w:**
 - Wysuwany i odchylany blat boczny o regulowanej wysokości w zakresie 83 - 119 cm, który umożliwia pacjentowi ustawienie go pod różnymi kątami w celu wykonywania czynności, takich jak np. jedzenie, czytanie,
 - Małą górną szufladę z wyciąganymi, plastikowymi, wodoodpornymi organizerem,
 - Wnękę do przechowywania,
 - Dolną szafkę otwieraną z jednej strony,
 - Półkę na obuwie po szafką,
 - Cztery podwójne kółka (w tym dwa z hamulcami),
- Wymiary:
 - Powierzchni roboczej górnego blatu: 45 x 46 cm,
 - Deski do jedzenia: 42 x 52 cm,
 - Szuflady górnej: 29 x 32,5 x 6,5 cm,
 - Wnęki: 36 x 39,5 x 8 cm,
 - Szuflady dolnej: 34 x 39 x 28 cm,
 - Ogólne: 45 x 72 x 80 cm,
- Waga: 27,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

