



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ewakuator dymu VALLEYLAB RAPIDVAC SE3695 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 8 A,
- **Rapidvac** to system odsysania dymu, który wychwytuje cząsteczki i adsorbuje gazy z dymu chirurgicznego. Został specjalnie zaprojektowany, aby poprawić widoczność i zmniejszyć potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z dymem chirurgicznym,
- Może być stosowany zarówno w zabiegach otwartych, jak i laparoskopowych,
- Wyposażony jest w pompę odśrodkową o dużym ssaniu i dużym przepływie oraz wyjątkowo cichy silnik,
- **Zalety urządzenia:**
 - Większa moc : System RapidVac ma o 30% większą moc przy maksymalnym przepływie powietrza niż poprzedni model,
 - Efektywna technologia filtrowania : uniwersalny, czterostopniowy, zaawansowany technologicznie, trwały, trzyportowy filtr ULPA wyposażony w technologię RFID zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,9995% przy wielkości cząstek 0,12 mikrona (brak filtra w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Łatwy w użyciu : czytelna grafika, łatwa konfiguracja, łatwe określenie przepływu powietrza i żywotności filtra oraz łatwa wymiana filtra,
 - Ekonomiczny : Długa żywotność filtra, czas aktywacji 25 godzin. Trzy porty dla popularnych rozmiarów filtrów. Nie ma potrzeby stosowania filtrów wstępnych ani adapterów, co zmniejsza koszt procedury,
 - Lekki, przenośny,
 - Wyposażony w kontrolki Led informujące o:
 - Stanie filtra,
 - Przepływie,
 - Wymaganym serwisie,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Brak w zestawie czujnika automatycznej aktywacji (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- Wymiary: 51 x 35,5 x 21 cm,
- Waga: 10 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

