



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel stomatologiczny z lampą CHIRANA MEDICAL SK1 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słowackiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- **Chirana SK1** jest kompaktowym, oszczędzającym przestrzeń gabinetową fotelem stomatologicznym z lampą,
- **Nowa tapicerka** z atestem medycznym w kolorze szarym (**możliwość wymiany tapicerki, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- **Płynna, elektryczna regulacja za pomocą załącznika nożnego:**
  - Wysokości siedziska w zakresie 45 - 92 cm,
  - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 0° / 70°,
- **Płynna manualna regulacja:**
  - Kąta nachylenia zagłówek,
  - Wysokości zagłówek w zakresie 8 cm,
- **Fotel wyposażony w:**
  - **Lampę stomatologiczną CHIRANA:**
    - Osadzona na kolumnie z ramieniem pantograficznym,
    - Źródło światła: żarówka halogenowa 17 V / 95 W,
    - Dwustopniowa regulacja natężenia światła,
    - Manualna, wielopłaszczyznowa regulacja ustawienia lampy, w tym wysokości położenia czaszy w zakresie 40 cm,
  - Anatomiczny zagłówek zapewniający pacjentowi maksymalny komfort,
  - Lewy podłokietnik,
- **W zestawie:**
  - Załącznik nożny dwufunkcyjny w formie joysticka,
- Wymiary:
  - Fotela: 150 x 48 x 121 cm,
  - Ogólne: 150 x 65 x 196/241 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 134 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

