



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka ultradźwiękowa MEDISAFE WORK STATION (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Moc: 3600 W,
- Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej odpornej na korozję,
- **Wyposażona w:**
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wyświetlacz LCD 2-liniowy,
 - Wyjście R232,
 - Dwie boczne półki na pojemniki z chemią o wymiarach: 45/30 x 18,5 x 15 cm,
 - Komora wyposażona w wkład sitkowy ze stali nierdzewnej o wymiarach: 55 x 26 x 10 cm,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 29 litrów,
 - Ciśnienie ograniczone do 1,5 bar,
 - Podgrzewanie wody max. 90°C,
 - Trzy tryby mycia i trzy dezynfekcji,
 - Dwa podłączenia do zimnej wody o średnicy: 3/4 cala,
 - Główny odpływ o średnicy: 20 mm,
- Mobilna na kółkach,
- **W zestawie:**
 - 10 szt. filtrów spustowych,
 - Węże do podłączenia wody x 2,
 - Węże na szybko złączki do podawania chemii x 2,
 - Kluczyk do zamykania pokrywy i drzwi,
- Wymiary:
 - Ogólne: 50 x 118 x 116 cm,
 - Komory: 65 x 29 x 15 cm,
- Waga: 140 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

