



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny ginekologiczno-urologiczny MAQUET ALPHACLASSIC 1118 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Alphaclassic 1118** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla zabiegów ginekologiczno-urologicznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym, posiada drobne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- 6-cio segmentowy,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterowania na kolumnie stołu:**
  - Wysokości w zakresie: 64,5 - 99 cm,
  - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 25°,
  - Przechyłu bocznego w zakresie: 15°,
  - Przycisk pozycji „0” (bez zmiany wysokości stołu),
- **Manualna regulacja:**
  - Kąta oparcia przy pomocy sprężyn gazowych w zakresie: od -50° do +60°,
  - Kąta zagłówka w zakresie: od -30° do +53°,
  - Podnóżków typu „Goepel” w szerokim zakresie,
- **Posiada:**
  - Przedłużenie płyty siedziska,
  - Przezierność X-RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Wysuwana misę z odpływem na nieczystości,
- Mobilny, na czterech podwójnych kółkach z centralnym hamulcem,
- **Możliwość wyposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Wąż odpływowy,
- Wymiary:
  - Misy: 31 x 31 cm,
  - Leża: 51 x 160,5 x 5 cm,
  - Ogólne: 74 x 200/250 x 112/146 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 210 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

