



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny ginekologiczno-urologiczny MAQUET ALPHACLASSIC 1118 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Alphaclassic 1118** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla zabiegów ginekologiczno-urologicznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym, posiada drobne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- 6-cio segmentowy,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterowania na kolumnie stołu:**
 - Wysokości w zakresie: 64,5 - 99 cm,
 - Pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga w zakresie 25°,
 - Przechyłu bocznego w zakresie: 15°,
 - Przycisk pozycji „0” (bez zmiany wysokości stołu),
- **Manualna regulacja:**
 - Kąta oparcia przy pomocy sprężyn gazowych w zakresie: od -50° do +60°,
 - Kąta zagłówka w zakresie: od -30° do +53°,
 - Podnóżków typu „Goepel” w szerokim zakresie,
- **Posiada:**
 - Przedłużenie płyty siedziska,
 - Przezierność X-RAY,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Wysuwana misę z odpływem na nieczystości,
- Mobilny, na czterech podwójnych kółkach z centralnym hamulcem,
- **Możliwość wyposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Wąż odpływowy,
- Wymiary:
 - Misy: 31 x 31 cm,
 - Leża: 51 x 160,5 x 5 cm,
 - Ogólne: 74 x 200/250 x 112/146 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 210 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

