



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET ALPHACLASSIC 1118 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 17 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Alphaclassic 1118** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym, posiada drobne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- 7-mio segmentowy,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterowania na kolumnie stołu:**
  - Wysokości w zakresie: 64,5 - 99 cm,
  - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 25°,
  - Przechyłu boczego w zakresie: 15°,
  - Przycisk pozycji „0” (bez zmiany wysokości stołu),
- **Manualna regulacja przy pomocy sprężyn gazowych:**
  - Kąta oparcia w zakresie: od -50° do +60°,
  - Kąta podnóżków w zakresie: od -95° do +5°,
  - Dzielony segment nóg, z odwodzeniem na boki w szerokim zakresie,
  - Manualna regulacja kąta zagłówka w zakresie: od -30° do +53°,
- **Posiada:**
  - Przezierność X-RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Mobilny, na czterech podwójnych kółkach z centralnym hamulcem,
  - Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Leża: 51 x 202 x 5 cm,
  - Ogólne: 65 x 202 x 64,5/99 cm,
  - Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 200 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

