



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny PENLON PRIMA SP2 (Respirator /Wentylator) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 - 2500 VA,
- **Penlon Prima SP2** to aparat anestezyjologiczny służący do znieczulenia pacjenta podczas zabiegu,
- Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger (**brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O2, N2O, AIR,
- Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli O2 lub N2O,
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- Kompaktowy układ oddechowy pacjenta z czujnikiem tlenu umieszczony na ruchomym ramieniu,
- Posiada monitor na ruchomym ramieniu,
- Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, CE, ES, FR, IT, PT,
- **Aparat wyposażony w:**
 - Błat roboczy o wymiarach: 62,5 x 27 cm,
 - Trzy szuflady o wymiarach: 52 x 35,5 x 15 cm,
 - Listwę do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Lampkę doświetlającą blat roboczy,
- **Za dodatkową opłatą aparat może zostać doposażony w:**
 - Monitor funkcji życiowych / kardiomonitor,
 - Ssak inżektorowy,
- Aparat mobilny, na 4 podwójnych kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Wymiary ogólne: 70 x 110 x 136 cm,
 - Maksymalny udźwig szuflad: 10 kg,
 - Waga: 133 kg,
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON