



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny LCD OLYMPUS OEV191 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 125 VA,
- **Olympus OEV191** jest dużym monitorem medycznym dostarczającym obraz wysokiej jakości,
- Skanowanie progresywne redukuje zniekształcenia i migotanie obrazu,
- Powłoka antyodblaskowa minimalizuje odbicie światła,
- Funkcja wzmocnienia obrazu,
- Matryca LCD TFT o przekątnej 19",
- Kąt widzenia poziomy i pionowy: 85°,
- Rozdzielczość: 1280 x 1024 px,
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Monitor nosi nieznaczne ślady użytkowania,**
- **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - VIDEO IN-OUT, Y/C IN-OUT,
 - **RGB/COMPONENT:** A (G/Y IN-OUT, B/Pb IN-OUT, R/Pr IN-OUT, EXT SYNC IN-OUT, B (G/Y IN, B/Pb IN, R/Pr IN, EXT SYNC IN)
 - **REMOTE:** RS - 232, REMOTE 1,
- Wymiary: 43 x 39 x 10 cm,
- Waga: 8 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

