



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG ALOKA PROSOUND SSD-3500SX (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 320 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 700 VA,
- **Aloka Prosound SSD-3500SX** oferuje wyraźne obrazowanie, dużą wszechstronność, przyjazną dla użytkownika konstrukcję i kompleksowe zarządzanie danymi,
- **Specyfikacja:**
  - Ekran LCD 15",
  - 3 aktywne porty głowic,
  - Uchwyty transportowe,
  - Wbudowana w panel sterowania klawiatura alfanumeryczna,
  - Wbudowane głośniki,
  - Port USB 2.0,
  - Zaawansowane funkcje pomiaru/raportu,
- Tryby obrazowania:
  - M,
  - B,
  - D,
  - B/B,
  - B/M,
  - B/D,
  - Harmonic,
  - Flow,
  - Power Flow,
  - 2D,
  - Color Doppler,
  - Power Doppler,
- Menu w języku angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Mobilny na 4 kołach, wszystkie z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Głowica convex Aloka UST-9123,
  - Głowica endowaginalna Aloka UST-9124,
  - Printer Mitsubishi P93,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 49 x 79 x 149 cm,
- Waga: 128 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

