



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Plasma Fission (Produkt nowy)

Wiecej informacji o Plasma Fission na stronie:

[www.plasmafission.com](http://www.plasmafission.com)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Urządzenie do wykonywania zabiegów za pomocą wiązki plazmy - posiada wiele cech które wyróżniają go spośród innych urządzeń.
- Znakomita alternatywa dla skalpela. Zmiany skórne można wyciąć za pomocą skalpela jednakże o wiele lepiej jest poddać je działaniu wiązki plazmy i w ten sposób usunąć. Kolejnym problemem natury czysto estetycznej jest redukcja zmarszczek oraz blefaroplastyka. Żadna inna metoda nie daje takich efektów jak stosowanie koagulacji tkanki przy pomocy wiązki plazmy.
- **Urządzenie posiada CE medyczne,**
- **Główne zastosowania:**
  - Likwidacja mieczaków zakaźnych,
  - Likwidacja znamion (np. Mieschera),
  - Usuwaniu brodawek łojotokowych,
  - Likwidacji włókniaków,
  - Usuwaniu kępek żółtych,
  - Łagodzeniu hiperkeratozy,
  - Likwidacji naczynek,
  - Usuwaniu teleangiektazji,
  - Redukowaniu zmian barwnikowych,
  - Wspomaganiu dermatochalazy (blefaroplastyki),
- **Charakterystyka:**
  - Plazma powstająca na styku elektrody urządzenia i skóry pacjenta powoduje wytworzenie efektu termicznego i w konsekwencji koagulację białka oraz odparowanie tkanki,
  - Zabieg nie powoduje krwawienia, gdyż koagulowane naczynia zostają natychmiast zamknięte,
  - Jest on niemal bezbolesny i bezpieczny dla pacjenta,
  - Wysoka precyzja urządzenia pozwala kontrolować pole działania oraz głębokość wnikania wiązki, dzięki czemu Plasma Fission jest świetną alternatywą dla skalpela,
  - Plasma Fission jest w pełni bezprzewodowa,
  - Brak elektrody biernej,
  - Zasilanie akumulatorowe,
  - Czytelny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora,
  - Magnetyczne złącze ładowania w urządzeniu chroni je przed wyłamaniem oraz ułatwia szybkie podłączenie ładowarki,
  - Energooszczędność - nieużywane urządzenie uśpi się i zasygnalizuje obniżony pobór mocy, a po pewnym czasie wyłączy się,
  - Aluminiowa walizka ochroni Twoją Plasmę Fission podczas transportu,
- **Dane techniczne:**
  - Ergonomiczny kształt pozwalający pewnie trzymać urządzenie - masa to tylko 135 gram,
  - Zasilanie akumulatorowe,
  - Intuicyjna obsługa - czytelny, kolorowy wyświetlacz OLED
  - Regulacja mocy,
  - Generator plazmy z automatyczną regulacją napięcia zapewnia stałą moc wiązki i bezpieczeństwo podczas zabiegu,
  - Rozbudowany system zabezpieczeń programowych i sprzętowych,
  - System MagClick™ mocujący elektrodę w głowicy pozwala na szybką jej wymianę,
  - Jednorazowe sterylne elektrody zabiegowe o średnicy 0,15mm lub umożliwiają precyzyjne nakierowanie wiązki plazmy,
  - Wbudowany akumulator o pojemności 8Wh pozwala na wykonywanie zabiegów przez cały dzień bez konieczności ładowania,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

