



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop FAMED ŁÓDŹ LU301E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Famed LU301E** to urządzenie do przeglądania zdjęć rentgenowskich, slajdów, rysunków na folii, kalce technicznej itp.,
- Trwała metalowa obudowa z ułatwia dezynfekcję sprzętu, **posiada widoczne ślady użytkowania,**
- Łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła),
- Równomierne oświetlenie ekranu,
- **Zalety:**
 - Jasne światło zbliżone do światła dziennego, do przeglądania zdjęć RTG i z tomografu komputerowego,
 - Płynna regulacja natężenia oświetlenia ekranu za pomocą pokrętła,
 - Bardzo łatwa wymiana zużytych świetlówek i elementów układu zapłonowego,
 - Wygodne i niezawodne mocowanie klisz o różnych grubościach i wymiarach,
- **Specyfikacja:**
 - Źródło światła: 3 x 36 W/ 54 (120 cm),
 - 1-sekcyjny, bez indywidualnego podświetlenia klatek,
 - Negatoskop można powiesić na ścianie,
- Wymiary:
 - Ogólne: 13 x 47 x 134,2 cm,
 - Ekranu: 40 x 118 cm,
- Waga: 14,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

