



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik medyczny PRAISTECH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Rama wykonana z aluminium, **posiada widoczne ślady użytkowania,**
- **Wyposażony w:**
 - Dwa blaty robocze: o wymiarach: 37 x 37 cm,
 - Dwa haczyki,
 - Podwyższony rant blatu roboczego zapobiegający zsuwaniu się urządzenia,
- Wymiary
 - Ogólne: 45 x 45 x 94 cm,
 - Odległość między górnym a dolnym blatem: 73 cm,
- Waga: 8,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

