



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-kolonoskop OLYMPUS CF-H185L (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **CF-H185L** z systemem EVIS EXERA III zapewnia obraz o jakości HDTV, który pozwala na bardziej szczegółową obserwację błon śluzowych oraz naczyń włosowatych,
- **Zalety:**
 - Technologia NBI umożliwia prowadzenie obserwacji z dwukrotnie większej odległości w porównaniu z endoskopami serii EVIS EXERA II 180, zapewniając jednocześnie wyższy kontrast między naczyniami krwionośnymi a błoną śluzową,
 - Regulacja sztywności pozwala uniknąć zwinięcia się endoskopu, zależności od określonego przypadku, aby dostosować go do niepowtarzalnej budowy anatomicznej pacjenta oraz preferencji lekarza w zakresie manipulowania przyrządem,
 - Funkcja zbliżenia pozwala uzyskać powiększony obraz wybranego punktu poprzez ustawienie końcówki endoskopu w odległości nawet 2 mm od błon śluzowych,
- **Specyfikacja:**
 - Pole widzenia: 140°,
 - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
 - Głębina pola: 2 - 100 mm,
 - Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: 12,8 mm,
 - Średnica zewnętrzna rurki wprowadzającej: 12,8 mm,
 - Długość robocza: 1680 mm,
 - Wewnętrzna średnica kanału: 3,7 mm,
 - Minimalna widoczna odległość: 3,0 mm od dystalnego końca,
 - Kąty zgięcia końcówki:
 - W górę: 180°,
 - W dół: 180°,
 - W prawo: 160°,
 - W lewo: 160°,
 - Długość całkowita: 2005 mm,
 - Kompatybilność z systemami EVIS EXERA III (190),
- **W zestawie:**
 - Zaworki,
 - Adapter ssąco-myjący do kanałów (MH-856),
 - Adapter do ręcznej dekontaminacji kanałów (MH-946),
 - Zatyczka wlotu kanału biopsyjnego i gniazd zaworów (MH-944),
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary walizki (karton): 60,5 x 42 x 13 cm,
- Waga zestawu: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA



PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON

PRAIStON