



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Podstawa jezdna do szyny rehabilitacyjnej (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Podstawa jezdna przeznaczona jest do przenoszenia szyn między sesjami,
- Rama wykonana z lekkiego metalu, dzięki czemu podstawa jest łatwiejsza w transporcie,
- Wyposażona w gumowe podkładki, zapobiegające przesuwaniu się szyny,
- Mobilna na czterech gumowych kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- Wymiary:
  - Ogólne: 65 x 44 x 70,5 cm,
  - Szerokość między ramionami: 27,5 cm,
- Waga: 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

