



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa do żywienia dojelitowego BRAUN ENTEROMAT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230 V poprzez zasilacz 5,5 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 1,2 V, Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Enteromat** to pompa do żywienia dojelitowego, przeznaczona do kontrolowanego podawania diet do żołądka lub do jelita,
- Doskonale sprawdza się nie tylko w warunkach szpitalnych, ale też ambulatoryjnych (żywnie pacjenta domowych),
- **Zalety:**
 - Stosowanie pompy do żywienia jest najbezpieczniejszą metodą podawania żywienia,
 - Łatwa obsługa,
 - Niewielkie rozmiary oraz niska waga (450 g)
 - Ergonomiczne i nowoczesne wzornictwo,
- **Cechy:**
 - Programowanie ustawień poprzez podświetlany wyświetlacz LCD,
 - Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i sterowania z powiadomieniami dźwiękowymi i wizualnymi (niski poziom naładowania baterii, koniec podawania (zadanej objętości lub koniec czasu podawania),
 - Funkcja pamięci - przechowywanie ostatnio stosowanych ustawień programu,
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz Braun 5,5 V,
- Wymiary: 11 x 13 x 4,5 cm,
- Waga zestawu: 1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

