



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny LCD OLYMPUS OEV191H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 125 VA,
- **Olympus OEV191H** to zgodny z jakością HDTV monitor medyczny,
- Skanowanie progresywne redukuje zniekształcenia i migotanie obrazu,
- Powłoka antyodblaskowa minimalizuje odbicie światła,
- Funkcja wzmocnienia obrazu,
- Matryca LCD TFT o przekątnej 19",
- Kąt widzenia poziomy i pionowy: 85°,
- Rozdzielczość: 1280 x 1024 px,
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
 - COMPUTER,
 - VIDEO IN-OUT, Y/C IN-OUT,
 - REMOTE: REMOTE 1, RS-232C,
 - RGB/COMPONENT: A (G/Y IN-OUT, B/PB IN-OUT, R/PR IN-OUT, EXT SYNC IN-OUT), B (G/Y IN, B/PB IN, R/PR IN, EXT SYNC IN),
- Wymiary: 43 x 38,5 x 10 cm,
- Waga: 8 kg,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 43 x 38,5 x 10 cm,
- Waga: 8 kg,
- Kat 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

