



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2018 r.),
- Zasilanie: poprzez cztery baterie alkaiczne D (R20) 1.5 V,
- **Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2** umożliwia szkolenie w realistycznych warunkach bez konieczności ładowania i wyładowywania urządzenia energią elektryczną. Treningowa wersja wygląda dokładnie tak samo jak kliniczny LIFEPAK CR2, sterowany jest za pomocą takiego samego prostego interfejsu użytkownika, ma dostępne wszystkie funkcje urządzenia klinicznego, dzięki czemu idealnie symuluje jego rzeczywiste używanie. Doskonali do treningu z każdym modelem manekinów i fantomów bez konieczności używania dodatkowych akcesoriów.
- Prosty, intuicyjny w obsłudze i przystępny cenowo sprzęt treningowy w pełni oddaje realistyczne warunki, prowadzi użytkowników przez symulowaną analizę, wykonywanie defibrylacji oraz prawidłowe cykle resuscytacji krążeniowo-oddechowej z komunikatami pomocniczymi,
- Podobnie jak kliniczny CR2, wersja treningowa wykorzystuje technologię ClearVoice do wykrywania szumów i regulacji poziomu głośności w celu zapewnienia zrozumiałości instrukcji,
- Defibrylator treningowy można zaprogramować tak, aby uzyskać symulację różnych scenariuszy, z którymi mogą zetknąć się użytkownicy podczas używania defibrylatora LIFEPAK CR2 w warunkach rzeczywistych. Urządzenie treningowe ma zaprogramowane dwa kompletnie konfigurowalne scenariusze, które można w pełni dostosować do sytuacji na ekranie ustawień oraz modyfikować w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności,
- Dzięki aplikacji CR2 Trainer Demo można ustawić funkcję automatycznego otrzymywania powiadomień za pomocą e-mail lub wysyłania ręcznie przygotowanych komunikatów e-mail poprzez Bluetooth z dowolnego mobilnego urządzenia Windows, Android lub IOS. Aplikacja ta zapewnia symulację automatycznych powiadomień e-mail, wysyłanych z urządzeń CR2, które są podłączone do menedżera programu LIFELINKcentral AED,
- Wykrywa moment, w którym na elektrody QUIK-STEP™ wywierany jest nacisk i automatycznie przechodzi przez kolejne kroki scenariusza, eliminując konieczność zdalnego sterowania. Przycisk pauzy na urządzeniu, w razie potrzeby, umożliwia zatrzymanie realizowanego scenariusza,
- System treningowy CR2 AED jest ekonomiczny. Zasilanie odbywa się za pomocą czterech standardowych baterii z ogniwami typu D, a elektrody są przystępne cenowo i przeznaczone do wielokrotnego użytku oraz stanowią dokładną replikę szybko dostępnych elektrod EKG do defibrylacji QUIK-STEP, używanych wyłącznie w aparatach LIFEPAK CR2,
- Aby umożliwić szybkie zaprezentowanie podstawowych funkcji Defibrylatora LIFEPAK CR2 i zalet technologii analizy cprINSIGHT, można zaprogramować scenariusze dla trybu automatycznego lub półautomatycznego,
- Możliwość wyboru menu w języku: PL, DE, EN, ES, SE, CN, JP, DK, NL, FR, IT,
- **W zestawie:**
 - Zestaw elektrod,
 - 4 baterie alkaiczne D (R20) 1,5 V,
 - Torba transportowa na defibrylator z paskiem,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary: 23 x 27,5 x 10 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

