



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne (OIOM) HILL-ROM AVANTGUARD 1200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 1,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 360 VA,
- **AvantGuard 1200** jest wielofunkcyjnym łóżkiem szpitalnym zaprojektowanym z myślą o potrzebach całego zespołu medycznego,
- Ze względu na swoje funkcje przeznaczone jest do stosowania nie tylko w opiece ogólnej, ale również pooperacyjnej i na oddziale OIOM,
- Ułatwia korzystanie z urządzeń monitorujących funkcje życiowe oraz transport pacjenta,
- Posiada przyciski do selektywnej blokady funkcji umieszczone po obu stronach łóżka,
- W zestawie **nowy materac** widoczny na ostatnim zdjęciu,
- **Płynna, elektryczna regulacja za pomocą panelu sterowania:**
 - Wysokości leża w zakresie: 55 - 95 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: 0 - 65°,
 - Pozycja Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga: + 16 / - 16°,
 - Kąta nachylenia segmentu ud: 36°,
 - Kąta nachylenia segmentu stóp: - 23°,
- **Wyposażony w:**
 - Bezpieczne, składane poręcze z otworami,
 - Hamulec centralny,
 - 4 miejsca na kroplówkę w każdym narożniku łóżka,
 - 4 narożne odbojniki,
 - Obustronne dźwignie do CPR,
 - Sterownik ręczny dla opiekuna,
 - Szczyty głowy oraz nóg z możliwością zdjęcia,
 - 8 uchwytów do mocowania pasów pacjenta,
 - Zintegrowane przedłużenie leża,
 - Półkę na pościel,
 - Alarm blokady hamulców,
 - Pedaly do regulacji wysokości po obu stronach,
- Przezierność X-RAY,
- Mobilny, na 4 podwójnych kołach o Ø 15 cm,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- **W zestawie:**
 - Nowy materac o wymiarach: 195 x 85 x 13 cm,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary ogólne: 212 x 99 x 96 cm,
- Udźwig:
 - Bezpieczny: 185 kg,
 - Maksymalny: 250 kg,
- Waga: 185 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

