



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka do kartotek (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Szafka kartotekowa** na akta pacjentów,
- **Specyfikacja:**
 - Wykonana z płyty laminowanej, szuflady metalowe,
 - 6 szuflad z regulowanymi przegródkami (każda z możliwością utworzenia 3 przegródek o dowolnych rozmiarach).
 - Prowadnice kulkowe,
 - Zamek centralny na klucz,
 - Posiada normalne ślady użytkowania,
- Wymiary:
 - Ogólne: 80 x 46 x 129,5 cm,
 - Szuflada: 68 (szer.) x 32 (gł.) x 16,5 (wys.) cm
- Waga: 102 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

