



## Mikroskop operacyjny (laryngologiczny) CARL ZEISS OPMI-9 (ścienny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- **OpMi - 9** to kompaktowy, łatwy w obsłudze mikroskop,
- Oświetlenie - żarówka: 6 V / 30 W,
- **Układ optyczny:**
  - Okular o powiększeniu: 12,5 x z regulacją ostrości,
  - Obiektywy o ogniskowej:  $f = 250$  oraz  $f = 500$ ,
  - Manualnie regulowany rozstaw źrenic,
- **Zasadnicze cechy konstrukcyjne:**
  - Urządzenie przystosowane do montażu na ścianie,
  - Ramię 3-przegubowe z regulacją wysokości w zakresie: 35 cm,
  - Obracane ramię z korpusem mikroskopu,
  - Regulowany w wielu płaszczyznach,
  - Maksymalna rozpiętość zestawu: 90 cm,
- Wymiary ogólne: 30 x 100 x 90 cm,
- Waga zestawu: 20 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

