



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Nakładka na nosze do osprzętu FERNO 274 PAC RAC (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji USA,
- **Ferno 274 Pac Rac jest** urządzeniem montowanym do noszy, przeznaczonym do podparcia instrumentów medycznych (defibrylatory, kardiomonitoring itp.) używanych przez ratowników medycznych przewożących pacjenta,
- Stolik mocuje się bezpośrednio do szyn noszy Ferno, dzięki czemu sprzęt jest łatwo i szybko dostępny w razie potrzeby,
- Wykonany z lekkich materiałów aluminiowych,
- Wyposażony w klipsy **Quick-Clip**, do szybkiego montażu w dowolnym miejscu od części środkowej do końca noszy,
- Bezpiecznie utrzymuje sprzęt na miejscu za pomocą nylonowych pasków zabezpieczających z zapięciami na rzepy,
- Kompatybilna z serią PowerFlexx+, gondolą ambulansową 35X PROFlexx i 93H PROFlexx, modelami serii 29-M, 30, 35-A, 93ES i 93EX,
- Wymiary:
  - Tacki: 34 x 53,5 cm,
  - Ogólne: 35 x 54 x 37/8 cm (po złożeniu),
- Maksymalny udźwig: 34 kg,
- Waga: 3,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

