



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser FOTONA STARWALKER M031-3A/2 MAQX (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słoweńskiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Laser FOTONA StarWalker** to nowoczesny laser trzeciej generacji to połączenie aż 4 długości fali laserowej oraz 14 trybów pracy na różnych rodzajach impulsów dla osiągnięcia maksymalnej efektywności. FOTONA StarWalker skutecznie rozprawi się z nawet najtrudniejszymi barwnikami tatuaży, przebarwieniami oraz zmianami naczyniowymi bez ryzyka uszkodzenia skóry otaczającej zmiany,
- **Możliwe zastosowania:**
 - Usuwanie blizn i blizn potrądzikowych,
 - Likwidacja rozstępów,
 - Usuwanie przebarwień,
 - Leczenie trądziku i trądziku różowatego,
 - Usuwanie tatuaży,
 - Zabiegi anti-aging,
 - Laserowe leczenie grzybicy paznokci,
 - Usuwanie naczynek,
 - Usuwanie rumienia,
- **W zestawie:**
 - Głowica R28 d (z okrągłą plamką o wielkości 2 - 8 mm),
 - Głowica R58 d (z okrągłą plamką o wielkości 1.5 - 6 mm),
 - Głowica FS20 d (1064 nm 9mm 5x5),
 - Głowica FS50B d (532 nm 5mm 5x5),
 - Załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- Waga: 68 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

