



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny ATLANTECH ER 150/M2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Monitor medyczny **ATLANTECH ER 150 / M2,**
- **Specyfikacja:**
 - Typ wyświetlacza: CRT,
 - Przekątna ekranu: 19",
 - Wejścia: VIDEO 1, VIDEO 2, AUDIO, S-VHS 1, S-VHS 2, AUDIO, R-G-B-S,
 - Wyjścia: VIDEO 1, AUDIO, S-VHS 1, AUDIO, V-Y-U
 - Port danych DATA / REMOTE,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 48 x 39 x 48 cm,
- Waga: 25 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

