



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Strzykawka insulinowa z igłą BERIKA 1 ml 26G 0.45x13mm (100szt) (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji tureckiej,
- **Strzykawka insulinowa z igłą BERIKA 1 ml 26G 0.45x13mm,**
- Wykonane z polipropylenu,
- Łatwe zasysanie do maksymalnej objętości,
- Minimalna objętość resztkowa,
- Wysoka nieprzepuszczalność,
- Łatwy i wygodny ruch tłoka,
- Bezpieczna blokada tłoka,
- Czytelna i niezmywalna skala,
- Opakowanie blistrowe klasy medycznej składające się z przezroczystej folii,
- Sterylizacja tlenkiem etylenu,
- Wyrób jednorazowego użytku,
- Termin ważności - 5 lat,
- Opakowanie zawiera 100 szt strzykawkę,

