



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pneumatyczna opaska uciskowa VBM Tourniquet 2500 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie bateryjne: 1,5 V (AA),
- Urządzenie obsługiwane sprężonym powietrzem,
- Ciśnienie robocze: 2-10 barów,
- Obrotowy regulator szybkiego napełniania i opróżniania umożliwia bardzo precyzyjną regulację maksymalnego ciśnienia 600 mmHg,
- Brak migotania przy zmianach ciśnienia zawsze pokazuje rzeczywisty manometr precyzyjny skalibrowany do ciśnienia mankietu,
- W przypadku braku zasilania automatyczne przejście w tryb ręczny, nie wymaga baterii bezobsługowe zawsze gotowy do pracy,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Urządzenie umieszczone na mobilnym wózku z koszem,
- **W zestawie:**
  - Nowe opaski uciskowe:
    - Mała 5 x 40 cm,
    - Średnia 7 x 50 cm,
    - Duża 8 x 80 cm,
  - Wymiary ogólne: 54 x 52 x 88 cm,
  - Waga: 8,5 kg
  - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
  - Gwarancja:
    - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
    - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
  - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

