



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B. BRAUN PERFUSOR SECURA FT 12/230 V (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 12 / 230 V lub poprzez 1 wbudowany akumulator 7,2 V / 1,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Perfusor Secura FT** jest strzykawkową, jednokanałową pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Posiada:**
 - Czytelny wyświetlacz,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- **Specyfikacja:**
 - Obsługuje strzykawkę B. BRAUN o pojemności 50 ml,
 - Wbudowane alarmy oraz prealarmy, np. na 3 minuty przed końcem infuzji,
 - Prędkość infuzji: 0,1 - 99,9 mL / h,
 - Skrócona instrukcja obsługi na panelu sterowania w języku niemieckim,
- **Pompa posiada widoczne ślady użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w językach: EN, DE (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 31,5 x 15,5 x 17 cm,
- Waga: 2,5 kg,
- Kat 05,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

