



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Parownik środków wziewnych DATEX-OHMEDA ISOTEC 5 (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- GE Datex-Ohmeda **TEC 5 Isoflurane** jest przeznaczony do stosowania poza obiegiem w technikach ciągłego przepływu znieczulenia wziewnego. TEC 5 jest kompensowany temperaturą, przepływem i ciśnieniem, dzięki czemu jego wydajność pozostaje względnie stała pomimo chłodzenia spowodowanego parowaniem,
- Parownik TEC 5 można instalować w aparatach do znieczulania Datex-Ohmeda wyposażonych w kolektor mocujący Selectatec. Do wykonania tej czynności nie są potrzebne żadne narzędzia, a aparat do znieczulania nie musi być wyłączany z eksploatacji,
- Możliwość odczytu poziomu płynnego anestetyku dzięki wskaźnikowi umieszczonemu na przedniej ścianie parownika,
- Pojemność cieczy (suchy knot): 300 ml,
- Ciecz zatrzymywana przez knot: 75 ml,
- Temperaturowy zakres pracy: 18°C do 35°C,
- Posiada normalne ślady użytkowania w tym **drobne wgniecenie na pokrętle regulacyjnym (foto) nie mające żadnego wpływu na pracę parownika,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 25 x 11 x 6,5 cm,
- Waga: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

