



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Materac przeciwodleżynowy z pompą REHA FUND BIOFLOTE 2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy o konstrukcji bąbelkowej do domowej opieki krótkoterminowej. Doskonały dla osób z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia I. Jest dedykowany do krótkoterminowej opieki domowej w okresach pooperacyjnych, w czasie rehabilitacji lub przy wydłużonych okresach przebywania w pozycji leżącej przez większość doby. Materac skonstruowany jest ze 130 mini komór i dwóch sekcji głównych, które naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze redukując nacisk podłoża na całą powierzchnię ciała osoby leżącej w 12 minutowym cyklu. Takie rozwiązanie pozwala na udrożnienie naczyń krwionośnych w punktach nacisku na ciało, a tym samym na dostarczanie tlenu i składników odżywczych do tkanek miękkich wraz z krwią. Cicha praca pompy, łatwość ustawienia ciśnienia w materacu względem ciała wagi pacjenta i solidna konstrukcja to tylko niektóre z zalet tego materaca, który jest jednym z najbardziej popularnych modeli na rynku.
- **Specyfikacja:**
 - cicha pompa (<31dB),
 - 2 sekcje naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie,
 - wyłogi na końcach zapobiegają przesuwaniu się materaca,
 - wygodna miarka na pompie z zakresem wagi pacjenta, dzięki której dobór ciśnienia w materacu jest całkowicie zautomatyzowany,
 - antypoślizgowe zaczepy na pompie,
 - w zestawie haki do zawieszenia pompy,
 - wężyk z trwałego i miękkiego, medycznego PVC (polichlorek winylu),
 - łatwy do czyszczenia,
 - łatwy w użyciu,
 - prosty w montażu,
 - leże wykonane z wysoko elastycznego, medycznego PVC,
- Wymiary:
 - Materaca po napompowaniu: 200 x 90 x 6,5 cm,
 - Pompy: 27 x 11 x 9,5 cm,
- Maksymalna waga pacjenta: 130 kg,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

