



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Materac przeciwodleżynowy z pompą REHA FUND BIOFLOTE 2000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy o konstrukcji bąbelkowej do domowej opieki krótkoterminowej. Doskonały dla osób z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia I. Jest dedykowany do krótkoterminowej opieki domowej w okresach pooperacyjnych, w czasie rehabilitacji lub przy wydłużonych okresach przebywania w pozycji leżącej przez większość doby. Materac skonstruowany jest ze 130 mini komór i dwóch sekcji głównych, które naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze redukując nacisk podłoża na całą powierzchnię ciała osoby leżącej w 12 minutowym cyklu. Takie rozwiązanie pozwala na udrożnienie naczyń krwionośnych w punktach nacisku na ciało, a tym samym na dostarczanie tlenu i składników odżywczych do tkanek miękkich wraz z krwią. Cicha praca pompy, łatwość ustawienia ciśnienia w materacu względem ciała wagi pacjenta i solidna konstrukcja to tylko niektóre z zalet tego materaca, który jest jednym z najbardziej popularnych modeli na rynku.
- **Specyfikacja:**
  - cicha pompa (<31dB),
  - 2 sekcje naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie,
  - wyłogi na końcach zapobiegają przesuwaniu się materaca,
  - wygodna miarka na pompie z zakresem wagi pacjenta, dzięki której dobór ciśnienia w materacu jest całkowicie zautomatyzowany,
  - antypoślizgowe zaczepy na pompie,
  - w zestawie haki do zawieszenia pompy,
  - wężyk z trwałego i miękkiego, medycznego PVC (polichlorek winylu),
  - łatwy do czyszczenia,
  - łatwy w użyciu,
  - prosty w montażu,
  - leże wykonane z wysoko elastycznego, medycznego PVC,
- Wymiary:
  - Materaca po napompowaniu: 200 x 90 x 6,5 cm,
  - Pompy: 27 x 11 x 9,5 cm,
- Maksymalna waga pacjenta: 130 kg,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

