



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przenośny podgrzewacz krwi BAXTER BW-5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **BAXTER BW-5** to przenośny podgrzewacz krwi oraz płynów,
- Możliwość montażu na stojaku,
- Stała temperatura podgrzania,
- Dedykowany system worków Baxter Fenwal Blood Warming Set - C2420 (**brak w zestawie**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary lub gabaryt ogólny: 40 x 22 x 14 cm,
- Waga: 6,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

